



Scheda tecnica REF 19.40.20

25.08.2026

Dati generali			
Codice	19.40.20	Ulrich pinza per tampone di cotone retto 20cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	11791	GTIN	04046826027353
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-791
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso netto (kg)	0,060	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L031303		
N° di repertorio	172882		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	20cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		