



## Scheda tecnica REF 19.40.22

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                       |                                                                               |                                              |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                              | 19.40.22                                                                      | Ulrich pinza per tampone di cotone retto22cm |                         |
| Unità                                                                                                                                                               | pz.                                                                           | Numero doganale                              | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                | 11791                                                                         | GTIN                                         | 04046826027360          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                   | 1r (EU MDR)                                                                   | UMDNS-Code                                   | 11-791                  |
| Classe                                                                                                                                                              | 6 (EU MDR)                                                                    | Base UDI-DI                                  | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                     | 0,067                                                                         | Istruzioni d'uso                             | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                          | si                                                                            | Istruzioni per la preparazione               | MPK23-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                          | L031303                                                                       |                                              |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                    | 172883                                                                        |                                              |                         |
|   |                                                                               |                                              |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                       | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL ) |                                              |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                   |                                                                               | Immagine dettagliata                         |                         |
| <div></div>                                                                                                                                                         |                                                                               |                                              |                         |
| Misura                                                                                                                                                              | 22cm                                                                          | Rivestimento                                 |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                         |                                                                               |                                              |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                         |                                                                               |                                              |                         |
| Materiali                                                                                                                                                           |                                                                               |                                              |                         |
|                                                                                                                                                                     | N° di materiale (Denominazione DIN)                                           |                                              |                         |
| Corpo                                                                                                                                                               | 1.4021 (X20Cr13)                                                              |                                              |                         |