



Scheda tecnica REF 19.50.24

03.06.2026

Dati generali			
Codice	19.50.24	Foerster pinze di spugna retto24cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	11791	GTIN	04046826027438
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-791
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso netto (kg)	0,079	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L031303		
N° di repertorio	172891		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 453.30.00 (daniel - Set di strumenti per la rinoplastica avanzata Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	24cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		