



## Scheda tecnica REF 19.52.24

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                          |                                     |                                    |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                 | 19.52.24                            | Foerster pinze di spugna retto24cm |                         |
| Unità                                                                                                                                                                  | pz.                                 | Numero doganale                    | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                   | 11791                               | GTIN                               | 04046826027476          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                      | 1r (EU MDR)                         | UMDNS-Code                         | 11-791                  |
| Classe                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                          | Base UDI-DI                        | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                        | 0,077                               | Istruzioni d'uso                   | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                             | si                                  | Istruzioni per la preparazione     | MPK23-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                             | L031303                             |                                    |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                       | 172896                              |                                    |                         |
|      |                                     |                                    |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                          |                                     |                                    |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                      |                                     | Immagine dettagliata               |                         |
|   |                                     |                                    |                         |
| Misura                                                                                                                                                                 | 24cm                                | Rivestimento                       |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                            |                                     |                                    |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                            |                                     |                                    |                         |
| Materiali                                                                                                                                                              |                                     |                                    |                         |
|                                                                                                                                                                        | N° di materiale (Denominazione DIN) |                                    |                         |
| Corpo                                                                                                                                                                  | 1.4021 (X20Cr13)                    |                                    |                         |