




## Scheda tecnica REF 20.09.50

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                                                                                                       | 20.09.50                                                                      | Rose divaricatore doppio16cm   |                         |
| Unità                                                                                                                                                                                                                                                        | pz.                                                                           | Numero doganale                | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                                                                                                         | 45918                                                                         | GTIN                           | 04046826027711          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                                                                                                            | 1r (EU MDR)                                                                   | UMDNS-Code                     | 15-242                  |
| Classe                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 (EU MDR)                                                                    | Base UDI-DI                    | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                                                                                                              | 0,014                                                                         | Istruzioni d'uso               | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                                                                                                   | si                                                                            | Istruzioni per la preparazione | MPK01-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                                                                                                                   | L03140105                                                                     |                                |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                                                                                                             | 184463                                                                        |                                |                         |
|                                                                                            |                                                                               |                                |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL ) |                                |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               | Immagine dettagliata           |                         |
|    |                                                                               |                                |                         |
| Misura                                                                                                                                                                                                                                                       | 16cm                                                                          | Rivestimento                   |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                |                         |
| Materiali                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | N° di materiale (Denominazione DIN)                                           |                                |                         |
| Corpo                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.4021 (X20Cr13)                                                              |                                |                         |