




Scheda tecnica REF 20.12.03

20.02.2026

Dati generali			
Codice	20.12.03	Strandell Stille divaricatore dentato iso19cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826539122
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-381
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,000	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	453.03.01 (Blepharoplasty - Strumenti per la blefaroplastica Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	19cm	Rivestimento	Rivestimento termoplastico in polvere di poliammide in vari colori
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		