




Scheda tecnica REF 20.12.04

03.06.2026

Dati generali			
Codice	20.12.04	Langenbeck Green divaricatore dentato iso17cm 6x25mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826539153
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-381
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,000	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media	453.03.01 (Blepharoplasty - Strumenti per la blefaroplastica Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	17cm 6x25mm	Rivestimento	Rivestimento termoplastico in polvere di poliammide in vari colori
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		