



Scheda tecnica REF 20.17.18

03.06.2026

Dati generali			
Codice	20.17.18	Cushing divaricatore per vena 18mm 20cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826027964
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-393
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,025	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	184487		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.53 (catalogo cardio) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	18mm 20cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		