



Scheda tecnica REF 20.17.90

25.08.2026

Dati generali			
Codice	20.17.90	Schoenborn divaricatore 6x13mm 21cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826028060
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-242
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,045	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK12-1
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	184498		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.53 (catalogo cardio)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	6x13mm 21cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		