



Scheda tecnica REF 20.18.10

03.06.2026

Dati generali			
Codice	20.18.10	Love (Morse) divaricatore 10mm 25cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826028077
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-242
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,047	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK12-1
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	184499		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.53 (catalogo cardio)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	10mm 25cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Manico	1.4301 (X5CrNi18-10)		