



## Scheda tecnica REF 20.40.16

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                   | 20.40.16                                                                                                                  | Cottle uncino angolata verso il basso 16cm |                         |
| Unità                                                                                                                                                                    | pz.                                                                                                                       | Numero doganale                            | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                     | 45918                                                                                                                     | GTIN                                       | 04046826028404          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                        | 1r (EU MDR)                                                                                                               | UMDNS-Code                                 | 15-242                  |
| Classe                                                                                                                                                                   | 6 (EU MDR)                                                                                                                | Base UDI-DI                                | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                          | 0,030                                                                                                                     | Istruzioni d'uso                           | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                               | si                                                                                                                        | Istruzioni per la preparazione             | MPK03-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                               | L03140105                                                                                                                 |                                            |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                         | 184532                                                                                                                    |                                            |                         |
|        |                                                                                                                           |                                            |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                            | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.60 (catalogo chirurgia plastica ) |                                            |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                        |                                                                                                                           | Immagine dettagliata                       |                         |
|   |                                                                                                                           |                                            |                         |
| Misura                                                                                                                                                                   | 16cm                                                                                                                      | Rivestimento                               |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                            |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                              |                                                                                                                           |                                            |                         |
| Materiali                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                            |                         |
|                                                                                                                                                                          | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                                       |                                            |                         |
| Corpo                                                                                                                                                                    | 1.4021 (X20Cr13)                                                                                                          |                                            |                         |