



Scheda tecnica REF 20.60.04

25.08.2026

Dati generali			
Codice	20.60.04	divaricatore 4 denti appuntito 11mm 17cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826028763
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-242
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,035	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	184567		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	11mm 17cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Manico	1.4024 (X15Cr13)		