




Scheda tecnica REF 20.65.53

25.08.2026

Dati generali			
Codice	20.65.53	divaricatore 3 denti smussato con flessibile Punta a molla 7mm 16cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826028923
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-242
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,021	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	184583		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	7mm 16cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Manico	1.4021 (X20Cr13)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		