



Scheda tecnica REF 20.65.75

25.08.2026

Dati generali			
Codice	20.65.75	divaricatore valva con flessibile Punta a molla7mm 16cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826028930
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-242
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,016	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	184584		
			
Medicon media	450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	7mm 16cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico Altro	1.4021 (X20Cr13) 1.4021 (X20Cr13) 1.4310 (X10CrNi18-8)		