



Scheda tecnica REF 202.06.12

25.08.2026

Dati generali			
Codice	202.06.12	Wagner forbici delicata retto12cm SC supercut	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826171094
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-480
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,020	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L010499		
N° di repertorio	277531		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	12cm	Rivestimento	Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		