



Scheda tecnica REF 202.20.11

25.08.2026

Dati generali			
Codice	202.20.11	forbici per iridectomia retto11.5cm SC	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	13488	GTIN	04046826171155
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-488
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,019	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L01040503		
N° di repertorio	201868		
			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 450.00.53 (catalogo cardio) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 451.03.23 (prospetto medicut forbici)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	11.5cm	Rivestimento	Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Vite	1.4117 (X38CrMoV15) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		