



Scheda tecnica REF 203.11.15

03.06.2026

Dati generali			
Codice	203.11.15	Mixer forbici curva15.5cm SC supercut	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826171551
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-480
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,030	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L010499		
N° di repertorio	277564		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	15.5cm	Rivestimento	Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		