



Scheda tecnica REF 203.30.20

25.08.2026

Dati generali			
Codice	203.30.20	Sims forbici retto smussato/smussato20.0cm SC	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35328	GTIN	04046826171599
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-493
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,066	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L0104110299		
N° di repertorio	237873		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 451.03.23 (prospetto medicut forbici)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	20.0cm	Rivestimento	Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Vite	1.4117 (X38CrMoV15) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		