



## Scheda tecnica REF 203.32.20

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                       |                                     |                                                          |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                                                                                                                                                              | 203.32.20                           | Sims forbici retto affilato / affilato20.0cm SC supercut |                                                                                            |
| Unità                                                                                                                                                               | pz.                                 | Numero doganale                                          | 90189084                                                                                   |
| GMDN                                                                                                                                                                | 35328                               | GTIN                                                     | 04046826171643                                                                             |
| Classe di rischio                                                                                                                                                   | 1r (EU MDR)                         | UMDNS-Code                                               | 13-493                                                                                     |
| Classe                                                                                                                                                              | 6 (EU MDR)                          | Base UDI-DI                                              | 4046826;B;R001;01;ag;2U                                                                    |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                     | 0,063                               | Istruzioni d'uso                                         | GATDR00X                                                                                   |
| Latex free                                                                                                                                                          | si                                  | Istruzioni per la preparazione                           | MPK23-1                                                                                    |
|                                                                                                                                                                     |                                     |                                                          |                                                                                            |
| Codice CND                                                                                                                                                          | L0104110299                         |                                                          |                                                                                            |
| N° di repertorio                                                                                                                                                    | 237877                              |                                                          |                                                                                            |
|   |                                     |                                                          |                                                                                            |
| Medicon media                                                                                                                                                       |                                     |                                                          |                                                                                            |
| Immagine completa                                                                                                                                                   |                                     | Immagine dettagliata                                     |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                     |                                     |                                                          |                                                                                            |
| Misura                                                                                                                                                              | 20.0cm                              | Rivestimento                                             | Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti |
|                                                                                                                                                                     |                                     |                                                          |                                                                                            |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                         |                                     |                                                          |                                                                                            |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                         |                                     |                                                          |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                     |                                     |                                                          |                                                                                            |
| Materiali                                                                                                                                                           |                                     |                                                          |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                     | N° di materiale (Denominazione DIN) |                                                          |                                                                                            |
| Corpo                                                                                                                                                               | 1.4117 (X38CrMoV15)                 |                                                          |                                                                                            |
| Vite                                                                                                                                                                | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                |                                                          |                                                                                            |