



## Scheda tecnica REF 204.67.16

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                        | 204.67.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reynolds (Jameson) forbici curva16cm SC |                                                                                            |
| Unità                                                                                                                                                                         | pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Numero doganale                         | 90189084                                                                                   |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 38727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GTIN                                    | 04046826172978                                                                             |
| Classe di rischio                                                                                                                                                             | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UMDNS-Code                              | 13-492                                                                                     |
| Classe                                                                                                                                                                        | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Base UDI-DI                             | 4046826;B;R001;01;ag;2U                                                                    |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                               | 0,027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Istruzioni d'uso                        | GATDR00X                                                                                   |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Istruzioni per la preparazione          | MPK23-1                                                                                    |
| Codice CND                                                                                                                                                                    | L0199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                            |
| N° di repertorio                                                                                                                                                              | 176350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                            |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                            |
| Medicon media                                                                                                                                                                 | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.53 (catalogo cardio )<br>450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)<br>450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)<br>450.00.60 (catalogo chirurgia plastica )<br>451.03.23 (prospetto medicut forbici ) |                                         |                                                                                            |
| Immagine completa                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Immagine dettagliata                    |                                                                                            |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                            |
| Misura                                                                                                                                                                        | 16cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rivestimento                            | Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                            |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                            |
| Materiali                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                               | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                            |
| Corpo                                                                                                                                                                         | 1.4117 (X38CrMoV15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                            |
| Vite                                                                                                                                                                          | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                            |