



Scheda tecnica REF 204.75.23

25.08.2026

Dati generali			
Codice	204.75.23	Gorney Freeman forbici curva23cm SC supercut	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826173128
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-492
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,070	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L0199		
N° di repertorio	176365		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.53 (catalogo cardio) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 451.03.23 (prospetto medicut forbici)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	23cm	Rivestimento	Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Vite	1.4117 (X38CrMoV15) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		