



Scheda tecnica REF 212.20.11

03.06.2026

Dati generali			
Codice	212.20.11	forbici per iridectomia retto11.5cm BI-Line SC	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	13488	GTIN	04046826173357
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-488
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,014	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L01040503		
N° di repertorio	201883		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.53 (catalogo cardio) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 451.03.23 (prospetto medicut forbici)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	11.5cm	Rivestimento	Strato PVD artificiale di nitruro di titanio alluminio carbonio, ad es. forbici Magic Cut
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		