



Scheda tecnica REF 214.13.15

03.06.2026

Dati generali			
Codice	214.13.15	Ragnell (Kilner) forbici15cm BI-Line SC	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826173753
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-492
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,031	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L0199		
N° di repertorio	176378		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.53 (catalogo cardio) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 451.03.23 (prospetto medicut forbici)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	15cm	Rivestimento	Strato PVD artificiale di nitruro di titanio alluminio carbonio, ad es. forbici Magic Cut
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Vite	1.4117 (X38CrMoV15) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		