



Scheda tecnica REF 214.52.15

03.06.2026

Dati generali			
Codice	214.52.15	Daniel forbici retto smussato 15.5cm BI-Line SC	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826445041
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-500
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,028	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 453.30.00 (daniel - Set di strumenti per la rinoplastica avanzata Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	15.5cm	Rivestimento	Strato PVD artificiale di nitruro di titanio alluminio carbonio, ad es. forbici Magic Cut
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Vite	1.4117 (X38CrMoV15) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		