



Scheda tecnica REF 22.03.36

03.06.2026

Dati generali			
Codice	22.03.36	Haberer spatola malleabile37/45x300mm Ti	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	39610	GTIN	04046826029173
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-249
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,217	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK12-1
Codice CND	L031402		
N° di repertorio	219033		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	37/45x300mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		