




## Scheda tecnica REF 22.09.16

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                  |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                              | 22.09.16                                                                                                          | Hartmann divaricatore doppio16cm |                         |
| Unità                                                                                                                                                               | pz.                                                                                                               | Numero doganale                  | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                | 45918                                                                                                             | GTIN                             | 04046826029234          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                   | 1r (EU MDR)                                                                                                       | UMDNS-Code                       | 15-242                  |
| Classe                                                                                                                                                              | 6 (EU MDR)                                                                                                        | Base UDI-DI                      | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                     | 0,043                                                                                                             | Istruzioni d'uso                 | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                          | si                                                                                                                | Istruzioni per la preparazione   | MPK12-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                          | L03140105                                                                                                         |                                  |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                    | 183813                                                                                                            |                                  |                         |
|   |                                                                                                                   |                                  |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                       | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.46 (catalogo sinoscopia ) |                                  |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | Immagine dettagliata             |                         |
|                                                                                  |                                                                                                                   |                                  |                         |
| Misura                                                                                                                                                              | 16cm                                                                                                              | Rivestimento                     |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                  |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                         |                                                                                                                   |                                  |                         |
| Materiali                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                     | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                               |                                  |                         |
| Corpo                                                                                                                                                               | 1.4301 (X5CrNi18-10)                                                                                              |                                  |                         |