



Scheda tecnica REF 22.15.59

03.06.2026

Dati generali			
Codice	22.15.59	Sofield clip set divaricatore	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826029388
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-242
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso netto (kg)	0,023	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	183829		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		