




Scheda tecnica REF 22.18.21

20.02.2026

Dati generali			
Codice	22.18.21	Parker Langenbeck (US Army) divaricatore 21cm Satz/2	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826029487
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-242
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,102	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK12-1
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	183839		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 451.02.54 (depliant Daniel-Gubisch)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	21cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		