



Scheda tecnica REF 22.34.01

25.08.2026

Dati generali			
Codice	22.34.01	Volkman divaricatore 1 dente appuntito 22cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826029777
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-242
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,075	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK12-1
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	183869		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 450.00.63 (catalogo Ortopedia) 451.09.02 (prospetto maxillo facciale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	22cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		