




Scheda tecnica REF 22.58.08

03.06.2026

Dati generali			
Codice	22.58.08	divaricatore 8 denti appuntito 60x25mm 25cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826030247
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-242
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,135	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-1
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	183917		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	60x25mm 25cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		