





## Scheda tecnica REF 22.73.14

20.02.2026

| Dati generali                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                                                                                                       | 22.73.14                                         | Billroth divaricatore 4 denti 50x45mm 25cm |                         |
| Unità                                                                                                                                                                                                                                                        | pz.                                              | Numero doganale                            | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                                                                                                         | 45918                                            | GTIN                                       | 04046826030315          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                                                                                                            | 1r (EU MDR)                                      | UMDNS-Code                                 | 15-242                  |
| Classe                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI                                | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                                                                                                              | 0,164                                            | Istruzioni d'uso                           | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                                                                                                   | si                                               | Istruzioni per la preparazione             |                         |
| Codice CND                                                                                                                                                                                                                                                   | L03140105                                        |                                            |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                                                                                                             | 183924                                           |                                            |                         |
|                                                                                            |                                                  |                                            |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) |                                            |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | Immagine dettagliata                       |                         |
|    |                                                  |                                            |                         |
| Misura                                                                                                                                                                                                                                                       | 50x45mm 25cm                                     | Rivestimento                               |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                            |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                            |                         |
| Materiali                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                            |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | N° di materiale (Denominazione DIN)              |                                            |                         |
| Corpo                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.4021 (X20Cr13)                                 |                                            |                         |