



## Scheda tecnica REF 222.40.62

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                        | 222.40.62                                                                                                                                                                                                                                                                  | forbici per dissezione retto12cm MC |                                                                       |
| Unità                                                                                                                                                                         | pz.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Numero doganale                     | 90189084                                                              |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 38727                                                                                                                                                                                                                                                                      | GTIN                                | 04046826174507                                                        |
| Classe di rischio                                                                                                                                                             | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                                | UMDNS-Code                          | 13-492                                                                |
| Classe                                                                                                                                                                        | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                                 | Base UDI-DI                         | 4046826;B;R001;01;ag;2U                                               |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                               | 0,020                                                                                                                                                                                                                                                                      | Istruzioni d'uso                    | GATDR00X                                                              |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                                                                                                                                                                         | Istruzioni per la preparazione      | MPK23-1                                                               |
| Codice CND                                                                                                                                                                    | L0199                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                       |
| N° di repertorio                                                                                                                                                              | 176441                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                       |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                       |
| Medicon media                                                                                                                                                                 | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.53 (catalogo cardio )<br>450.00.60 (catalogo chirurgia plastica )<br>450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale)<br>451.03.23 (prospetto medicut forbici ) |                                     |                                                                       |
| Immagine completa                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Immagine dettagliata                |                                                                       |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                       |
| Misura                                                                                                                                                                        | 12cm                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rivestimento                        | Strato PVD artificiale di nitruro di titanio alluminio e parti dorate |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                       |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                       |
| Materiali                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                       |
|                                                                                                                                                                               | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                                       |
| Corpo<br>Vite<br>Altro                                                                                                                                                        | 1.4117 (X38CrMoV15)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)<br>WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                       |