



## Scheda tecnica REF 223.51.67

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                                                                                                                  | 223.51.67                                                                                                                                                           | Mayo forbici curva17.0cm MC    |                                                                       |
| Unità                                                                                                                                                                                                                                                                   | pz.                                                                                                                                                                 | Numero doganale                | 90189084                                                              |
| GMDN                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38727                                                                                                                                                               | GTIN                           | 04046826174590                                                        |
| Classe di rischio                                                                                                                                                                                                                                                       | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                         | UMDNS-Code                     | 13-492                                                                |
| Classe                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                          | Base UDI-DI                    | 4046826;B;R001;01;ag;2U                                               |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,056                                                                                                                                                               | Istruzioni d'uso               | GATDR00X                                                              |
| Latex free                                                                                                                                                                                                                                                              | si                                                                                                                                                                  | Istruzioni per la preparazione | MPK23-1                                                               |
| Codice CND                                                                                                                                                                                                                                                              | L0199                                                                                                                                                               |                                |                                                                       |
| N° di repertorio                                                                                                                                                                                                                                                        | 176447                                                                                                                                                              |                                |                                                                       |
| <div></div>                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                |                                                                       |
| Medicon media                                                                                                                                                                                                                                                           | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.60 (catalogo chirurgia plastica )<br>451.03.23 (prospetto medicut forbici ) |                                |                                                                       |
| Immagine completa                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     | Immagine dettagliata           |                                                                       |
| <div></div> |                                                                                                                                                                     |                                |                                                                       |
| Misura                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17.0cm                                                                                                                                                              | Rivestimento                   | Strato PVD artificiale di nitruro di titanio alluminio e parti dorate |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                                |                                                                       |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                                |                                                                       |
| Materiali                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                                                                                 |                                |                                                                       |
| Corpo                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.4117 (X38CrMoV15)                                                                                                                                                 |                                |                                                                       |
| Vite                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                                                                |                                |                                                                       |
| Altro                                                                                                                                                                                                                                                                   | WSG_20-GO-55_CRTZ (RCrCr-C)                                                                                                                                         |                                |                                                                       |