



Scheda tecnica REF 223.56.96

03.06.2026

Dati generali			
Codice	223.56.96	Lexer forbici retto16cm MC	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826174637
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-480
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,049	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L010499		
N° di repertorio	277662		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 451.03.23 (prospetto medicut forbici)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	16cm	Rivestimento	Strato PVD artificiale di nitruro di titanio alluminio e parti dorate
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)		