



Scheda tecnica REF 224.75.72

25.08.2026

Dati generali			
Codice	224.75.72	Gorney Freeman forbici angolato23cm MC	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826175009
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-492
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,070	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L0199		
N° di repertorio	176478		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 451.03.23 (prospetto medicut forbici)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	23cm	Rivestimento	Strato PVD artificiale di nitruro di titanio alluminio e parti dorate
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	WSG_20-GO-55_CRTZ (RCrCr-C)		