



Scheda tecnica REF 225.19.90

25.08.2026

Dati generali			
Codice	225.19.90	forbici vascolari 18cm 90° MC Mikro	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	44354	GTIN	04046826175153
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-482
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,023	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L01040401		
N° di repertorio	276753		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.53 (catalogo cardio) 451.03.23 (prospetto medicut forbici)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	18cm 90°	Rivestimento	Strato PVD artificiale di nitruro di titanio alluminio e parti dorate
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	WSG_20-GO-55_CRTZ (RCrCr-C)		