



Scheda tecnica REF 227.53.63

25.08.2026

Dati generali			
Codice	227.53.63	Fomon forbici angolata verso il basso 13cm MC	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826175184
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-500
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,030	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L0199		
N° di repertorio	191693		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 451.03.23 (prospetto medicut forbici)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	13cm	Rivestimento	Strato PVD artificiale di nitrato di titanio alluminio e parti dorate
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	WSG_20-GO-55_CRTZ (RCrCr-C)		