



## Scheda tecnica REF 23.07.10

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                      |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                              | 23.07.10                                                                                                      | Langenbeck divaricatore 10x40mm 21cm |                         |
| Unità                                                                                                                                                               | pz.                                                                                                           | Numero doganale                      | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                | 45918                                                                                                         | GTIN                                 | 04046826030407          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                   | 1r (EU MDR)                                                                                                   | UMDNS-Code                           | 15-242                  |
| Classe                                                                                                                                                              | 6 (EU MDR)                                                                                                    | Base UDI-DI                          | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                     | 0,063                                                                                                         | Istruzioni d'uso                     | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                          | si                                                                                                            | Istruzioni per la preparazione       | MPK12-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                          | L03140105                                                                                                     |                                      |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                    | 183933                                                                                                        |                                      |                         |
|   |                                                                                                               |                                      |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                       | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.53 (catalogo cardio ) |                                      |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                   |                                                                                                               | Immagine dettagliata                 |                         |
|                                                                                  |                                                                                                               |                                      |                         |
| Misura                                                                                                                                                              | 10x40mm 21cm                                                                                                  | Rivestimento                         |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                      |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                         |                                                                                                               |                                      |                         |
| Materiali                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                      |                         |
|                                                                                                                                                                     | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                           |                                      |                         |
| Corpo<br>Manico                                                                                                                                                     | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4301 (X5CrNi18-10)                                                                      |                                      |                         |