



## Scheda tecnica REF 23.20.02

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                       |                                                  |                                  |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                              | 23.20.02                                         | Kocher divaricatore 12x45mm 21cm |                         |
| Unità                                                                                                                                                               | pz.                                              | Numero doganale                  | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                | 45918                                            | GTIN                             | 04046826030506          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                   | 1r (EU MDR)                                      | UMDNS-Code                       | 15-242                  |
| Classe                                                                                                                                                              | 6 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI                      | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                     | 0,074                                            | Istruzioni d'uso                 | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                          | si                                               | Istruzioni per la preparazione   | MPK12-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                          | L03140105                                        |                                  |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                    | 183943                                           |                                  |                         |
|   |                                                  |                                  |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                       | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) |                                  |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                   |                                                  | Immagine dettagliata             |                         |
|                                                                                  |                                                  |                                  |                         |
| Misura                                                                                                                                                              | 12x45mm 21cm                                     | Rivestimento                     |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                         |                                                  |                                  |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                         |                                                  |                                  |                         |
| Materiali                                                                                                                                                           |                                                  |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                     | N° di materiale (Denominazione DIN)              |                                  |                         |
| Corpo                                                                                                                                                               | 1.4021 (X20Cr13)                                 |                                  |                         |