



Scheda tecnica REF 23.20.11

25.08.2026

Dati generali			
Codice	23.20.11	Langenbeck divaricatore 22x6mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826443139
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-242
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,094	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK12-1
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	22x6mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		