



## Scheda tecnica REF 23.25.23

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                              | 23.25.23                                                                                                             | divaricatore110x45mm 24cm      |                         |
| Unità                                                                                                                                                               | pz.                                                                                                                  | Numero doganale                | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                | 45918                                                                                                                | GTIN                           | 04046826030780          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                   | 1r (EU MDR)                                                                                                          | UMDNS-Code                     | 15-242                  |
| Classe                                                                                                                                                              | 6 (EU MDR)                                                                                                           | Base UDI-DI                    | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                     | 0,060                                                                                                                | Istruzioni d'uso               | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                          | si                                                                                                                   | Istruzioni per la preparazione | MPK24-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                          | L03140105                                                                                                            |                                |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                    | 183972                                                                                                               |                                |                         |
|   |                                                                                                                      |                                |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                       | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) |                                |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | Immagine dettagliata           |                         |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                |                         |
| Misura                                                                                                                                                              | 110x45mm 24cm                                                                                                        | Rivestimento                   |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                         |                                                                                                                      |                                |                         |
| Materiali                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                |                         |
|                                                                                                                                                                     | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                                  |                                |                         |
| Corpo                                                                                                                                                               | 1.4021 (X20Cr13)                                                                                                     |                                |                         |