



Scheda tecnica REF 23.47.04

03.06.2026

Dati generali			
Codice	23.47.04	Kelly divaricatore 75x90mm 25cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826031350
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-242
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,187	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01-1
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	184030		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	75x90mm 25cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	1.4301 (X5CrNi18-10)		