



## Scheda tecnica REF 23.54.63

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                       |                                                  |                                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                              | 23.54.63                                         | Doyen divaricatore/speculo60x115mm 24cm |                         |
| Unità                                                                                                                                                               | pz.                                              | Numero doganale                         | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                | 45918                                            | GTIN                                    | 04046826031534          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                   | 1r (EU MDR)                                      | UMDNS-Code                              | 13-666                  |
| Classe                                                                                                                                                              | 6 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI                             | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                     | 0,273                                            | Istruzioni d'uso                        | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                          | si                                               | Istruzioni per la preparazione          | MPK24-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                          | L03140105                                        |                                         |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                    | 184048                                           |                                         |                         |
|   |                                                  |                                         |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                       | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) |                                         |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                   |                                                  | Immagine dettagliata                    |                         |
|                                                                                  |                                                  |                                         |                         |
| Misura                                                                                                                                                              | 60x115mm 24cm                                    | Rivestimento                            |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                         |                                                  |                                         |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                         |                                                  |                                         |                         |
| Materiali                                                                                                                                                           |                                                  |                                         |                         |
|                                                                                                                                                                     | N° di materiale (Denominazione DIN)              |                                         |                         |
| Corpo                                                                                                                                                               | 1.4301 (X5CrNi18-10)                             |                                         |                         |
| Manico                                                                                                                                                              | 1.4301 (X5CrNi18-10)                             |                                         |                         |