



## Scheda tecnica REF 23.63.03

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                       |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                              | 23.63.03                                                                                                             | Meyerding divaricatore 50x90mm 25.5cm |                         |
| Unità                                                                                                                                                               | pz.                                                                                                                  | Numero doganale                       | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                | 45918                                                                                                                | GTIN                                  | 04046826031787          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                   | 1r (EU MDR)                                                                                                          | UMDNS-Code                            | 15-242                  |
| Classe                                                                                                                                                              | 6 (EU MDR)                                                                                                           | Base UDI-DI                           | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                     | 0,300                                                                                                                | Istruzioni d'uso                      | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                          | si                                                                                                                   | Istruzioni per la preparazione        | MPK24-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                          | L03140105                                                                                                            |                                       |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                    | 184074                                                                                                               |                                       |                         |
|   |                                                                                                                      |                                       |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                       | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) |                                       |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | Immagine dettagliata                  |                         |
|                                                                                  |                                                                                                                      |                                       |                         |
| Misura                                                                                                                                                              | 50x90mm 25.5cm                                                                                                       | Rivestimento                          |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                       |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                         |                                                                                                                      |                                       |                         |
| Materiali                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                       |                         |
|                                                                                                                                                                     | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                                  |                                       |                         |
| Corpo                                                                                                                                                               | 1.4021 (X20Cr13)                                                                                                     |                                       |                         |
| Manico                                                                                                                                                              | 1.4301 (X5CrNi18-10)                                                                                                 |                                       |                         |