



Scheda tecnica REF 23.70.62

03.06.2026

Dati generali			
Codice	23.70.62	Harrington divaricatore 62x127mm 30cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826031954
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-649
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,245	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK24-1
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	184091		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.53 (catalogo cardio)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	62x127mm 30cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Manico	1.4301 (X5CrNi18-10)		