



Scheda tecnica REF 23.72.17

03.06.2026

Dati generali			
Codice	23.72.17	Deaver Baby divaricatore 17mm 20cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826031978
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-649
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,050	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK12-1
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	184093		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.53 (catalogo cardio)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	17mm 20cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		