



Scheda tecnica REF 23.73.25

03.06.2026

Dati generali			
Codice	23.73.25	Deaver divaricatore 25mm 32cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826031992
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-649
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,181	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-1
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	184095		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.53 (catalogo cardio)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	25mm 32cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Manico	1.4301 (X5CrNi18-10)		