



Scheda tecnica REF 23.76.02

25.08.2026

Dati generali			
Codice	23.76.02	Tebbetts retrattore a luce fredda18.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826032142
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-242
Classe	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,200	Istruzioni d'uso	G237600
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	184110		
			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	18.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		