





Scheda tecnica REF 24.03.07

20.02.2026

Dati generali			
Codice	24.03.07	divaricatore epicardiale 3x3 denti smusso5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826032272
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-390
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,010	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01
Codice CND	L03140101		
N° di repertorio	183479		
			
Medicon media	450.00.53 (catalogo cardio)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		