



## Scheda tecnica REF 24.13.10

25.08.2026

| Dati generali                                                                       |                                                                               |                                          |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Codice                                                                              | 24.13.10                                                                      | Jansen divaricatore 3x3 denti smusso10cm |                    |
| Unità                                                                               | pz.                                                                           | Numero doganale                          | 90189084           |
| GMDN                                                                                | 45182                                                                         | GTIN                                     | 04046826032524     |
| Classe di rischio                                                                   | 2a (EU MDD)                                                                   | UMDNS-Code                               | 13-390             |
| Classe                                                                              | 7 (EU MDD)                                                                    | Base UDI-DI                              | 4046826;A002;03;P6 |
| Peso netto (kg)                                                                     | 0,067                                                                         | Istruzioni d'uso                         |                    |
| Latex free                                                                          | si                                                                            | Istruzioni per la preparazione           | MPK02              |
| Codice CND                                                                          | L03140101                                                                     |                                          |                    |
| N° di repertorio                                                                    | 183504                                                                        |                                          |                    |
|    |                                                                               |                                          |                    |
| Medicon media                                                                       | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL ) |                                          |                    |
| Immagine completa                                                                   |                                                                               | Immagine dettagliata                     |                    |
|  |                                                                               |                                          |                    |
| Misura                                                                              | 10cm                                                                          | Rivestimento                             |                    |
| Condizioni di conservazione                                                         |                                                                               |                                          |                    |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                         |                                                                               |                                          |                    |
| Materiali                                                                           |                                                                               |                                          |                    |
|                                                                                     | N° di materiale (Denominazione DIN)                                           |                                          |                    |
| Corpo                                                                               | 1.4021 (X20Cr13)                                                              |                                          |                    |
| Vite                                                                                | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                          |                                          |                    |